



Obsah

- 4 Jaká kritéria by měl splňovat kandidát na léčbu Lecigimonem?
- 5 Co je to Lecigimon?
- 6 Za jakých podmínek se vyzvedává a skladuje Lecigimon?
- 6 Jak se Lecigimon dostane do tenkého střeva?
- 7 Jak docílíme toho, aby Lecigimon byl podáván do tenkého střeva plynule?
- 8 Jak vypadá a pracuje pumpa?
- 9 Kdy a jak se pumpa připojuje a odpojuje?
- 10 Je pumpa u pacienta viditelná?
- 11 Čím vším bude muset projít pacient, který je navržen jako kandidát k léčbě Lecigimonem?
- 14 Jak se PEG provádí?
- 15 Kdy se pacient a pečovatel naučí s pumpou zacházet a pečovat o PEG?
- 15 Které příznaky Parkinsonovy nemoci má Lecigimon zlepšit?
- 16 Je možné s pumpou cestovat a provozovat nějakou sportovní činnost?
- 17 Jaké komplikace může léčba Lecigimonem přinést?
- 18 Je možné léčbu Lecigimonem zrušit?



23/898-1